## **Lovibond**® PFX*i*-Serie

**BEDIENUNGSANLEITUNG** 



The Tintometer Limited, Sun Rise Way, Amesbury, Wilts, SP4 7GR Telefon: +44 1980 664800 E-Mail: <a href="mailto:sales@tintometer.com">sales@tintometer.com</a>

## Lovibond® PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7

| Inhaltsverzeichnis   |     |
|--|-----|
| Lovibond®  |     |
| Entsorgung von elektrischen und elektronischen Instrumenten                          | 4   |
| Warnung  | 4   |
| Einleitung   | 5   |
| Benutzung dieses Handbuchs   | 5   |
| Warn- und Sicherheitssymbole   | 5   |
| Benutzerverantwortung  |     |
| Instrumentenspezifikation  |     |
| Beschreibung   |     |
| Farbskalen   |     |
| Entnahme aus der Verpackung  |     |
| Installation   |     |
| Das Instrument   |     |
| Rückseite  |     |
| Vorderseite  |     |
| Die Tastatur   |     |
| Das Instrument einschalten.  |     |
| Hardware-Konfiguration   |     |
| Regionale Konfiguration  |     |
| Sprache auswählen  |     |
| Datum einstellen   |     |
| Uhrzeit einstellen   |     |
| Datumsformat einstellen  |     |
| Dezimaltrennzeichen einstellen   |     |
| Netzwerkeinstellungen  |     |
| Die IP-Zuordnung konfigurieren   | 10  |
| Die statische IP-Adresse zuweisen  | 10  |
| So richten Sie die Subnetz-Maske ein   |     |
| Standard-Gateway einrichten  |     |
| Allgemeine Einstellungen   |     |
| Das Ereignisprotokoll konfigurieren  | 22  |
| Den Signalton einstellen   | 22  |
| Die Display-Abschaltzeit einstellen  |     |
| Messoptionen   |     |
| Messeinstellungen  |     |
| ID-Einstellungen   |     |
| CIE-Einstellungen  |     |
| Beobachter ändern  |     |
| Das Leuchtmittel ändern  |     |
| Pfadlänge  |     |
| Küvettenpfadlänge aus der Liste auswählen  |     |
| Benutzerdefinierte Pfadlänge   |     |
| Benutzerlängeneinheiten  |     |
| Probeneigenschaften  |     |
| Verdünnungsfaktor  |     |
| Den standardmäßigen Verdünnungsfaktor eingeben                                       |     |
| Brix-Wert  |     |
| Mittelwertbildung für die Messung  |     |
| Mittelwertbildung für die Messung ein-/ausschalten                                   |     |
| Einstellung der Anzahl der Messungen für die Mittelwertbildung                       |     |
| Methode für die Mittelwertbildung auswählen  |     |
| Das Zeitintervall für die automatische Mittelwertbildung einstellen                  |     |
| Protokollierung der Messung  |     |
| Protokollierung der MessungProtokollierung ein-/aussschalten                         |     |
| Heizung einstellen (nur bei beheizten Versionen)                                     |     |
| Die Heizung ein- und ausschalten   |     |
| Die Heizung kann am Ergebnisbildschirm mit der Taste Func gefolgt von 2 abgeschaltet |     |
| oder mit Func und 3 eingeschaltet werden. Temperatur einstellen                      |     |
| Temperatur einstellen  | . J |

## Lovibond® PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7

| Farbskalen auswählen  | 33                    |
|---|-----------------------|
| Eine Farbskala entsperren                                       | 33                    |
| Eine Basislinienmessung durchführen                             | 34                    |
| Vorbereitung der Proben   | 34                    |
| Durchführen einer Messung                                       |                       |
| Die Ergebnisse anzeigen   |                       |
| Spektralinformationen   | 36                    |
| CIE-Farbskalen  |                       |
| Andere Farbskalen   | 37                    |
| Ausdrucken der Resultate  | 38                    |
| Farbton-Differenzmodus  | 38                    |
| Eine Probe in einen Standard umwandeln                          | 39                    |
| Verständnis der Farbton-Abweichung                              | 40                    |
| Datenbank-Funktionen  |                       |
| Die aktuelle Messung speichern                                  | 42                    |
| Eine Messung aufrufen   |                       |
| Eine gespeicherte Messung bearbeiten                            | 43                    |
| Entfernte Kalibrierung  | 45                    |
| Instandhaltung  | 47                    |
| Die Lampe   | 47                    |
| Nachdem Lampenwechsel   | 47                    |
| Probenkammer  | 48                    |
| Lovibond® Glasküvetten  | 48                    |
| Zertifizierte Farbreferenzmaterialien                           | 49                    |
| Einflussfaktoren von Abweichungen zwischen Instrumenten bei Lov | ribond®-Farbmessungen |
| -   | 50                    |
| Anhang 1  | 52                    |
| PFXI-Firmware-Upgrade   |                       |
| Anhang 2  |                       |
| So registrieren Sie Ihr Instrument                              | 55                    |



## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Instrumenten

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie es zu einer entsprechenden Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle oder geben Sie es beim Hersteller ab.

Wenn Sie dieses Produkt gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften entsorgen, tragen Sie zum Schutz von Mensch und Umwelt bei.

Die Wiederverwertung schont natürliche Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie bei der entsprechenden Sammelstelle, dem Hersteller oder dem Unternehmen, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

## Warnung

Das Kabel ist aus Gründen der Sicherheit und Bequemlichkeit mit einem Stecker ausgestattet. Dieser Stecker darf nur von einem autorisierten Kundendienstzentrum gewechselt werden.

## **Einleitung**

#### **Benutzung dieses Handbuchs**

In diesem Handbuch werden folgende Schriftzeichen und Symbole verwendet:

[ ] Schriftzeichen in fettgedruckten, rechteckigen Klammern weisen auf eine Tastaturtaste hin.

Beispiel:

[ZERO] Taste für die Basislinienmessung [NULL]



Nach oben an der Tastatur

**Kursiv** Kursiver Fettdruck weist auf Textanzeigen im Display hin.

Beispiele:

Menüposten wählen

Zum Fortfahren beliebige Taste drücken

#### Warn- und Sicherheitssymbole



Vorsicht Handbuch heranziehen



Warnung Heiße Oberfläche

#### Benutzerverantwortung

Die für das Instrument verantwortlichen Benutzer müssen darauf hingewiesen werden, dass eine unsachgemäße Verwendung des Instruments jeglicher Art, die nicht vom Hersteller spezifiziert ist, zu einer Funktionsbeeinträchtigung der im Instrument installierten Schutzvorrichtungen führen könnte.

Gewisse kritische Bereiche des Messinstruments sind gegen unbefugte Eingriffe durch Plombierlack gesichert. Die für das Instrument gewährte Garantie verfällt umgehend, wenn Dritte und nicht The Tintometer Ltd diese Bereiche justieren.

| Technische Daten        | PFXi 195                                     | PFXi 880/950/995                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Messprinzip             | 9 Interferenzfilter                          | 16 Interferenzfilter            |  |  |  |  |  |  |
| Spektrale               | 420 – 710 nm                                 |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Empfindlichkeit         |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Bandbreite              | 10 nm  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Wiederholbarkeit        | Bei Messungen von entionisiertem Wasser      |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Chromazität             | +/- 0,0004 +/- 0,0002                        |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Entfta E                | 0,4  | 0,2                             |  |  |  |  |  |  |
| Messzeit                | Unter 20 Sekunden                            |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Basislinienkalibrierung | Vollautomatisch durch einfachen Tastendruck  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Lichtquelle             | 5 Volt, 10 Watt Wolfram Halogen              |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Leuchtkörper            | CIE-Leuchtkörper, A, B, C, D65               |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Betrachter              | 2°, 10°                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Pfadlänge               | 0,1 - 50 mm                                  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Schnittstellen          | USB, LAN, RS232                              |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Datenspeicherung        | 100.000+ Messungen                           |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung        | Universell (90 – 240 Vac), üb                | er externe Stromversorgung      |  |  |  |  |  |  |
| Konformität             | CE, RoHs, WEEE                               |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Anzeige                 |  | eleuchtete grafische Anzeige    |  |  |  |  |  |  |
|                         | (weiß auf blau)                              |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Tastatur                | Tastaturmembrane mit 23 Ta                   | sten, waschbares Polyester, mit |  |  |  |  |  |  |
|                         | akustischem Feedback                         |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Sprachen                | Englisch, Französisch, Deuts                 |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Heizung                 | K. A.  | Optional, Umgebung bis 95° C    |  |  |  |  |  |  |
| Einbaugehäuse           | Stahlblech mit schlagfester Farbbeschichtung |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Abmessungen             | Breite 435 mm                                | Breite 515 mm                   |  |  |  |  |  |  |
|                         | Tiefe 195 mm                                 | Tiefe 195 mm                    |  |  |  |  |  |  |
|                         | Höhe 170 mm Höhe 170 mm                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Gewicht                 | 6,8 kg                                       | 7,7 kg                          |  |  |  |  |  |  |

## Instrumentenspezifikation

#### **Beschreibung**

Bei den Instrumenten der Serie Lovibond® PFX*i* handelt es sich um hochpräzise, spektralfotometrische Kolorimeter zur objektiven Farbtonmessung von klaren Flüssigkeiten und transparenten Feststoffen. Mit diesen einfach zu bedienenden, automatischen Instrumenten werden Subjektivitäten bei visuellen Methoden zuverlässig ausgeschlossen. Zur Messung von Proben wird der Benutzer über ein systematisch aufgebautes Menü durch die verschiedenen Funktionsparametern geführt. Nach erfolgter Auswahl werden die Messungen nur durch einen einfachen Tastendruck eingeleitet und das Ergebnis wird innerhalb von höchstens 20 Sekunden angezeigt. Diese robust konstruierten, in einem Stahlgehäuse untergebrachten, PFX*i*-Instrumente wurden sowohl für Qualitätssicherungsaufgaben im Labor als auch für den 24-stündigen Einsatz bei der laufenden Prozesskontrolle konzipiert.

Lovibond® PFX*i* -Instrumente arbeiten als unabhängige Farbton-Messinstrument mit einer standardisierten Lichtquelle und Kolimator, Probenkammer, Lichtdetektor, Monochromator und einer Prozessor-Leiterplatte.

#### **Farbskalen**

Die Lovibond® PFXi-Instrumente wurden speziell für die Anforderungen der Farbtonanalyse von lichtdurchlässigen Produktproben entwickelt, bsp. flüssige Chemikalien, Kraftstoffe, Bier und Wasser. Die PFXi-Serie erfasst Farbtondaten auf der Basis etablierter Industriepraktiken. Zusätzlich können Messungen in Form von Spektraldaten und CIE-Werten angezeigt werden. Mit den PFXi-Instrumenten ist es für den Benutzer außerdem möglich, die bestmögliche Übereinstimmung mit zuvor gespeicherten Messwertdaten zu

## Lovibond $^{\text{\tiny (8)}}$ PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7

erhalten, oder eine spezifische Farbskala auf Grundlage einer Reihe in der Vergangenheit durchgeführter Referenzanalysen aufzubauen. Die benutzerseitige Programmierung des PFX*i*-Instruments zur ausschließlichen Anzeige von Farbskalen, die von speziellem Interesse sind, ist denkbar einfach.

## Lovibond<sup>®</sup> PFX*i* Serie Bedienungsanleitung V1.7

| Tastatur: ● Standardmäßig am                     | Instrument O O                                    | ptional Upgrade.   |   | Instrumenttyp |       |       |       |          |       |       |          |       |                 |       |          |       |       |       |       |
|--|---|--|---|---------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-----------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Farbskala  | Referenzen  | Umfang   | Bereich   | 195/1         | 195\2 | 195\3 | 195/4 | 195\5    | 195/6 | 195\7 | 195\8    | 195/9 | SSOVE<br>SSOVAT | 880\P | 880\IP17 | 950\S | 950\P | 895\S | 995\P |
| Säurewaschfarbe                                  | ASTM D848-03                                      | Anzeige von Unreinheiten; bei Sulfon verfärbt sich das Material  | 1 – 14  | 0             | 0     |       |       |          |       |       |          | 0 0   |                 | 0     | 0        |       |       |       | 0     |
| ADMI (volles Spektrum und Normalfarbwert-Filter) | American Standard<br>Methodes 2120 E              | Gefärbte Wasserarten und getönte Flüssigkeiten   | 0 - 500   | 0             | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     |          | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| AOCS-Tintometer                                  | AOCS Cc 13b-45<br>AOCS Cc 8d-55<br>AOCS Cc 13j-97 | Spezielle Rot- und Gelb-Version der Lovibond® RYBN-Skala für Öle, Fette und Derivate   | 0-20 Rot, 0-70 Gelb                                 |               |       |       |       |          |       |       |          |       | •               | 0     | 0        | •     | 0     | •     | 0     |
| ASBC-Farbe                                       | ASBC  | Amerikanische Norm zur Farbtonbestimmung von Bieren; abgeleitet von EBC-Farbe  |   | 0             | 0     | 0     | •     | 0        | 0     | 0     | )        | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| ASTM-Farbe                                       | ASTM D 1500,<br>ASTM D 6045, ISO<br>2049          | Ein weiter Bereich von Petroleumprodukten einschl. Schmier-, Heiz- und Dieselöle   | 0,5 - 8 Einheiten                                   | 0             | •     | 0     | 0     | o (      | 0 (   | 0 (   | <b>O</b> | ) C   | 0               | •     | 0        | 0     | •     | 0     | •     |
| Betakarotin                                      | BS684 Absatz 2.20                                 | Direkte Messung des Inhalts in Teilen pro Million  | 0 - 1.000 ppm                                       |               |       |       |       |          |       |       |          |       | 0               | 0     |          | 0     |       |       | 0     |
| Chinesisches Arzneibuch (CP)                     |   | Pharmazeutische Lösungen   | YG, Y, OY, OR, BR                                   | 0             | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | ) (      |       | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     |       | 0     |
| Chlorophyll A & B                                | AOCS Cc 13d-55                                    | Direkte Messung des Inhalts in Teilen pro Million  | 0 - 100 ppm   |               |       |       |       |          |       |       |          | C     | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | •     | 0     |
| E.B.CFarbe                                       | Analytica   | Biere, Malz, Karamelarten und ähnlich gefärbte<br>Flüssigkeiten. Basierend auf der Absorption bei<br>430 nm oder<br>CIE x y-Chromzität-Koordinaten | 2 - 27 Einheiten                                    | 0             | 0     | 0     | •     | o (      | 0 (   | 0 0   | 0        | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Europäisches Arzneibuch (EP)                     | Europäisches<br>Arzneibuch 2.2.2                  | Pharmazeutische Lösungen   | R, Y, B, BY, GY                                     | 0             | 0     | 0     | 0     | • (      | 0     | 0     | 0        | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| F.A.CFarbe                                       | AOCS Cc 13a-43                                    | Zugelassen vom Fats Analysis Committee of the American Oil Chemists Society zur Einstufung von dunkelfarbigen Ölen, Fetten und Talgen.             | 1 - 45 (ungleiche<br>Zahlen)                        | 0             | 0     | •     | 0     | <b>O</b> | 0 (   | 0 (   | <b>O</b> | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | •     | 0     |
| Gardner-Farbe                                    | ASTM D 1544,<br>ASTM D 6166,<br>AOCS Td 1a-64     | Chemikalien und Öle im Bereich von Hellgelb bis<br>Rot, wie z. B. Harze, Lacke, Leinöle, Lezithine und<br>Fettsäuren                               | 0 - 18 Einheiten                                    | •             | 0     | •     | 0     | <b>)</b> | 0 (   | 0     | <b>O</b> | ) C   | 0               | 0     | 0        | •     | 0     | •     | •     |
| Hess-Ives-Farbeinheiten                          |   | Chemikalien und oberflächenaktive Flüssigkeiten  |   | 0             | 0     | 0     | 0     | )        | • (   | 0     | ) (      | ) (   | ) ()            | 0     | 0        | 0     | 0     | •     | 0     |
| Honig-Farbe (Pfund-<br>Äquivalente)              |   | Kommerzielle Honigsorten, von Hellgelb über<br>Bernstein bis Tiefrot   | 0 - 115 mm  | 0             | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | • (   | ) (      | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| ICUMSA-Farbe, 420 nm, 560 nm, 710 nm             | ICUMSA GS1-7,<br>ICUMSA GS2/3-9                   | Zuckerlösungen und Sirupe  |   | 0             | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | • (   | ) (      | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Jod-Farbe  | DIN 6162  | Lösungsmittel, Weichmacher, Harze, Öle und Fettsäuren im Bereich von Gelb bis Braun  | 1 - 500 Einheiten                                   | •             | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | ) (      | ) C   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | •     | 0     |
| IP-Einheiten                                     | IP 17 Methodee B                                  | Helle Produkte, wie raffinierter ungefärbter<br>Motorkraftstoff, Testbenzin oder Kerosin   | Kreislaufwasser (0,25)<br>bis Standardweiß<br>(4,0) |               |       |       |       |          |       |       |          | C     |                 | 0     | •        | 0     | 0     | 0     | •     |
| Klett-Farbe (Blaufilter KS-42)                   | AOCS Dd 5-92                                      | Detergensien und oberflächenaktive Mittel  | 0 - 1000 Einheiten                                  | 0             | 0     | 0     | 0     | )        | • (   | 0     | ) (      | ) (   | 0               | 0     | 0        | 0     | 0     | •     | 0     |

## Lovibond® PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7

| Tastatur: ● Standa              | Standardmäßig am Instrument                                    |  |  |       |       | Instrumenttyp |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |       |          |       |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|
| Farbskala                       | Referenzen   | Umfang   | Bereich  | 105/1 | 195/2 | 105/4         | 19014 | 195/6 | 195\7 | 195\8 | 195/9 | 880\L | 880\AT | 880\P | 880\IP17 | 950\S | 950\P | 895\S    | 995\P |
| Kreis-Wert                      | BS 684 : 2.32 (1991)   | Qualitätstests von Fetten und Ölen der oxidativen Ranzigkeit   | Abhängig von der<br>Konzentration & der<br>Pfadlänge |       |       |               |       |       |       |       |       | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     |          | 0     |
| Lovibond® RYBN                  | ISO 15305<br>AOCS Cc 13e-92<br>AOCS 13j-97<br>IP 17 Methodee A | Öle, Fette, Chemikalien, Harze und andere transparente Flüssigkeiten von roten, gelben, blauen und neutralen Lovibond®-Einheiten                 | 0 - 70 Rot, Gelb; 0 - 40<br>Blau; 0 - 3,9 Neutral    |       |       |               |       |       |       |       |       | •     | 0      | 0     | •        | •     | 0     | •        | •     |
| AF960 Lovibond®                 |  | Gekürzte Rot- und Gelb-Skala ab AF960, ein früher elektronischer Kalorimeter   | 0-20 Rot, 0-70 Gelb                                  |       |       |               |       |       |       |       |       | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | •        | 0     |
| Pt-Co/<br>Hazen/APHA            | ASTM D 1209<br>ASTM D 5386<br>ISO 6271                         | Wasser und andere klare Flüssigkeiten wie Weichmacher, Lösungsmittel und Lösungsbenzine  | 0 - 500 mg Pt/l                                      | •     | •     | 0             | •     | •     | 0     | •     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | •     | •        | •     |
| Harz, US Naval<br>Speicherns    | ASTM D 509   | Harze unterschiedlicher Farbe von Gelb bis rötlich Orange  | XC - D + FF  | C     | 0     | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0     |
| Saybolt-Farbe                   | ASTM D 156, ASTM<br>D 6045, JIS K 2580                         | Hellfarbige Petroleumprodukte einschl.<br>Flugzeugkraftstoffe, Kerosin, weiße Mineralöle,<br>Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel und Petroleumwachse | -16 (dunkelster) bis +30 (hellster)                  | C     | •     | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | •     | 0        | 0     | •     | 0        | •     |
| Serie 52 (Braun)                |  | Biere, Whiskys und Zuckerlösungen  | 0 - 29 Einheiten                                     | Q (   | 0     | •             | 0     | 0     | •     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0     |
| US Arzneibücher                 |  | Pharmazeutische Lösungen   | A - T  | d     | 00    | 0             | •     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0     |
| Spektraldaten<br>(420 - 710 nm) | CIE Publikation<br>130:1998                                    | Durchlässigkeit (volles Spektrum und bei spezifizierten Wellenlängen) Optische Dichte (volles Spektrum und bei spezifischen Wellenlängen)        | 0 - 100%<br>0 - 2.5                                  | •     | •     | •             | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •      | •     | •        | •     | •     | •        | •     |
| CIE-Werte                       |  |  |  |       |       |               |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |       |          | l     |
| X Y Z Tristimulus               |  | Allgemeine Farbmessung   |  |       | •     | •             | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •      | •     | •        | •     | •     | •        | •     |
| x y Y Chromazität               |  | Allgemeine Farbmessung   | Definiert nach Spektral-                             |       | •     | •             | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •      | •     | •        | •     | •     | _        | •     |
| CIE L* a* b*                    | ASTM E 308   | Allgemeine Farbmessung   | Farbenzug  |       | •     | •             | _     | •     | •     | •     | •     | •     | •      | •     | •        | •     | •     | _        | •     |
| CIE LCH                         | CIE 15: 2004   | Allgemeine Farbmessung   |  | Q     | 0     | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | •     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | •        | •     |
| ΔΕ                              |  | Bestimmung der Farbabweichung zwischen Probe und   |  |       | •     | •             | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •      | •     | •        | •     | •     | •        | • 1   |
| Farbabweichung                  |  | Standard   |  |       |       |               |       |       | ļ.    | 1     | -     | -     |        | _     | _        |       | _     | <u> </u> | _     |
| Hunter Lab                      |  | Allgemeine Farbmessung   |  | Ido   | 00    | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | •     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | •        | •     |
| Gelbgrad                        | ASTM E 313<br>ASTM D 1925                                      | Bestimmung des Gelbgrades unter<br>Tageslichtbeleuchtung. Kalkuliert aus X Y Z<br>Normalfarbwerten   |  | C     | 0     | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | •     | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0     |

## Entnahme aus der Verpackung

Die PFXi-Serie wird mit folgendem Zubehör geliefert:

PFXi-Instrumentenreihe (PFXi-195, PFXi-880, PFXi-950 oder PFXi-995)

Externe Stromversorgung

Satz mit 3 Stromkabeln (GB, Europa und Vereinigte Staaten)

Schnellanleitung

CD-ROM (mit der Windows-Steuersoftware und Handbüchern)

Zubehörbox: Bestehend aus je einem (1) der in der folgenden Tabelle für den Instrumenttyp

angegebenen Element.

| Beschreibung          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Heizuna |        | + Heizung |       | zuna            |         |          |       | Heizuna |       | Heizuna |       | zuna      | 995\P | zuna            |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-----------|-------|-----------------|---------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|-----------------|
|                       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Heiz    |        | ¥<br>+    |       | 880\P + Heizung | 7       | + 2      |       | Hei     |       |         |       | Hei       |       | 995\P + Heizung |
|                       | _        | 2     | (3    | 4     | /2    | 9     | _/    | 8     | 6/    | Ļ     | +       | 880\AT | 880\AT    | ٩     |                 | 880\IP1 | 880\IP17 | S/    | + S\056 | ے     | + d\    | S     | \s\<br> S | ۹     | P +             |
|                       | 195/1    | 195\2 | 195\3 | 195/4 | 195\5 | 195/6 | 195/7 | 195\8 | 195/9 | 880/L | 880\L   | 880    | 880       | 880\P | 880             | 880     | 880      | S\056 | 950     | 950\P | 950     | S\266 | 995       | 995   | 995             |
| 5-Volt-               | •        | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •       | •      |           | •     |                 |         | •        | •     |         |       | •       |       |           | •     |                 |
| Halogenlampe          | <u> </u> |       |       | _     |       | _     |       | Ľ     | _     | _     | Ĭ       | _      | _         | _     | _               |         |          | •     | _       | Ľ     |         | Ľ     |           | Ľ     |                 |
| Konformitätsfilter    | •        | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •       | •      | •         | •     | •               | •       | •        | •     | •       | •     | •       | •     | •         | •     | •               |
| W600/OG/10            | •        |       | •     | •     |       | •     | •     | •     | _     |       |         |        |           |       |                 |         |          | •     |         |       |         | •     |           | •     |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/B/10             |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       | •       |       |         |       | •         |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       | •       |       |         |       | •         |       |                 |
| W600/OG/25            |          |       |       | •     |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/OG/33            |          | •     |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           | •     |                 |         |          |       |         | •     |         |       |           | •     |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/B/33             |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       | •               |         |          |       |         |       | •       |       |           |       | •               |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/OG/40            |          |       |       |       | •     | •     |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette<br>W600/OG/50 | -        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               | •        | •     |       |       | •     | •     | •     | •     |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/OG/100           |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           | •     |                 |         |          |       |         | •     |         | •     |           | •     |                 |
| W600/B/100            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       | •               |         |          |       |         |       | •       |       | •         |       | •               |
| W600/OG/1-Zoll-       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       | •     |         | •      |           |       |                 | •       |          | •     |         |       |         | •     |           | •     |                 |
| W600/B/1-Zoll-        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | _       |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | •       |        | •         |       |                 |         | •        |       | •       |       |         |       | •         |       |                 |
| W600/OG/51/4-         |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          | _     |         |       |         |       |           |       |                 |
| Zoll-Küvette          |          |       |       |       |       |       |       |       |       | •     |         | •      |           |       |                 |         |          | •     |         |       |         | •     |           |       |                 |
| W600/B/51/4-Zoll-     |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | •       |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/OG/6-Zoll-       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 | •       |          |       |         |       |         |       |           | •     |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| W600/B/6-Zoll-        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         | •        |       |         |       |         |       |           |       |                 |
| Küvette               |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |           |       |                 |         |          |       |         |       |         |       |           |       |                 |

#### Lovibond® PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7

Jedem Instrument liegen Genuine Lovibond®-Küvetten bei. Die Wiederholbarkeit der Testergebnisse kann nur mit Lovibond®-Originalküvetten gewährleistet werden. Andere Küvetten werden ggf. nicht mit den gleichen strengen Qualitätsstandards gefertigt.

Geben Sie bei der Bestellung von Lovibond $^{\text{\tiny B}}$ -Ersatzküvetten bitte die Bestellnummer an (z. B. W600/B/10).

Die Küvetten sind wie folgt codiert:

W600/ = Küvettentyp - Größe/Höhe usw. OG/ = Optisches Glas B/ Borosilikatglas für Hochtemperaturproben 10 = 10 mm Pfadlänge 50 = 50 mm Pfadlänge

Das Lovibond® PFX*i*-195 wiegt 6,8 Kg und das PFX*i*-880/950/995 7,8 Kg. Eine Person kann das Instrument leicht anheben, indem die Hände um das Ende des Instruments gelegt werden, um dieses anzuheben. Entnehmen Sie das Lovibond® PFX*i* vorsichtig aus dem Versandkarton. Nehmen Sie die Päckchen mit dem Trockensilikagel aus der Probenkammer. Netzteil, Netzkabel und Zubehör sind ebenfalls in der Verpackung enthalten.

#### Installation

Das Instrument auf einer Arbeitsfläche in Nähe einer Netzstromversorgung aufstellen, die keinen starken Spannungsschwankungen unterliegt. Das externe Netzteil stellt sich automatisch ohne weitere Einstellungen auf die örtlich vorhandene Netzspannung ein.



Das Instrument darf nicht in einem Umfeld betrieben werden, das explosive Gase enthält.

Das Netzkabel anschließen und das Instrument einschalten. Der eingeschaltete Zustand des Instruments wird durch Aufleuchten der grünen Hintergrundbeleuchtung des Displays angezeigt.

Falls das Instrument vor der Einrichtung in einem kalten Umfeld aufbewahrt wurde, muss es vor dem Einschalten normale Raumtemperatur erreichen, bis sich sämtliche Kondensation verflüchtigt hat.

Stets darauf achten, dass ausreichend freier Raum um das Instrument herum vorhanden ist, um einen konstanten Luftstrom zu gewährleisten.


## **Das Instrument**

#### Rückseite




| 1 USB-Anschluss        | 4 24-Volt-Netzeingang |
|------------------------|-----------------------|
| 2 RS232-Anschluss      | 5 Netzschalter        |
| 3 LAN-Anschluss (RJ45) |                       |

#### Vorderseite



#### Tastatur:

| 1 Lampenzugriffsfeld | 4 Tastatur     |
|----------------------|----------------|
| 3 LCD-Display        | 5 Probenkammer |
|                      |                |



#### Tastatur:

| Tastatur.                                       |   |
|---|---|
| 1) Menü: Auswahl des Menüsystems oder Rückkehr  | 6) Lesen: Anzeige der Probenmessung               |
| zum Hauptmenü                                   |   |
| 2) Esc: Menü verlassen oder Änderungen          | 7) Null: Anzeige der Basislinienmessung           |
| rückgängig machen                               |   |
| 3) Eingabetaste: Auswahl der Elemente aus dem   | 8) Entf: Zeichen während der Eingabe löschen      |
| Menü  |   |
| 4) Cursor: Mit den Cursor-Tasten navigieren Sie | 9) Alphanumerische Tasten für die Benutzereingabe |
| Vorwärts und Rückwärts durch das Menü und       |   |
| seitlich durch die Auswahl.                     |   |
| 5) Sondertasten                                 | 10) Func: Sonderfunktionstaste                    |

#### Das Instrument einschalten.



Wenn das Instrument eingeschaltet wird, werden am Display die Modellnummer, die Seriennummer und die installierte Firmware-Version angezeigt.

## Hardware-Konfiguration

#### **Regionale Konfiguration**



#### Sprache auswählen

Die Instrumente der PFXi-Reihe verfügen über Anzeigen in den folgenden Sprachen. Englisch, französisch, deutsch, spanisch, italienisch, portugiesisch, chinesisch, russisch und japanisch. Die Sprache kann im Instrument jederzeit geändert werden. Die angezeigte Sprache wechselt automatisch zu der Sprache, die beim Verlassen dieses Menüs gewählt worden war.

| Ländereinstellungen |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sprache:            | Deutsch    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum:              | 01/02/07   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeit:               | 22:46      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datumsformat:       | dd/mm/yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezimalzeichen:     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "Sprache" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Esc drücken, um das Menü zu verlassen oder um die Änderung rückgängig zu machen bzw. mit ▲ oder ▼ zum nächsten Menüelement wechseln.

Im Hauptmenü kann die Sprache auch durch Drücken von Func und einem der folgenden Codes geändert werden.

221 Englisch

222 Französisch

223 Deutsch

224 Spanisch

225 Portugiesisch

226 Italienisch

227 Russisch

228 Chinesisch

229 Japanisch

#### Datum einstellen

Die PFXi-Serie ist zur Überwachung der Zeit mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Anhand des an der Uhr eingestellten Datums werden die Ergebnisse gespeichert und das Datum wird mit dem Ergebnis ausgedruckt. Schaltjahre werden automatisch erkannt.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Datum* einstellen" verschieben. Das erste markierte Element ist der Wochentag.

**Hinweis:** Das Format für die Datumseinstellung ist immer Tag/Monat/Jahr.

drücken, um den Wert zu ändern.



Der gewünschte Wert wird über die numerischen Tasten eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder 🎜 drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

# Ländereinstellungen Sprache: Deutsch Datum: 28/02/07 Zeit: 22:47 Datumsformat: dd/mm/yyyy Dezimalzeichen: .

Sobald ein Wert geändert worden ist, wird dieser am Display angezeigt.

Die Navigation zwischen den Elementen erfolgt mit Aoder V.

#### Uhrzeit einstellen

Das Instrument verfügt über eine 24-Stunden-Uhr; das Zeitformat ist das 24-Stundenformat.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Uhrzeit* einstellen" verschieben. Das erste markierte Element ist die Stunde. Die Stunden werden im 24-Stundenformat angezeigt.

□ drücken, um den Wert zu ändern.



Der gewünschte Wert wird über die numerischen Tasten eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Die Navigation zwischen den Elementen erfolgt mit Aoder V.

| Ländereinstellungen |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sprache:            | Deutsch              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum:              | 28/02/07             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeit:               | 13: <mark>4</mark> 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datumsformat:       | dd/mm/yyyy           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezimalzeichen:     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **Datumsformat einstellen**

Das Datum kann im Format Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr eingegeben werden. Dieses Format wird verwendet, wenn Daten an einen Computer oder Drucker übergeben oder die Ergebnisse gespeichert werden. Das Datum am Instrument wird immer im Format Tag/Monat/Jahr angezeigt.

Ländereinstellungen
Sprache: Deutsch
Datum: 28/02/07
Zeit: 13:48
Datumsformat: dd/mm/yyyy
Dezimalzeichen: .

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Datums Format*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind MM/TT/JJJJ oder TT/MM/JJJJ.

Mit Esc wird das Menü verlassen oder die Änderungen rückgängig gemacht.

Mit ▲ oder ❤ erfolgt der Wechsel zum nächsten Menüelement.

#### Dezimaltrennzeichen einstellen

Das Format des Dezimaltrennzeichens ist "." oder ",". Diese Option dient lediglich der Formatierung der Daten, die an einen Drucker oder Computer geschickt werden. Diese Option muss entsprechend der regionalen Einstellungen am Host-Computer angepasst werden. Im Instrument ist das Dezimaltrennzeichen immer ".".

Ländereinstellungen
Sprache: Deutsch
Datum: 28/02/07
Zeit: 13:48
Datumsformat: dd/mm/yyyy
Dezimalzeichen:

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Dez. Trennzeichen*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "." oder ",".

Diese Option dient lediglich der Formatierung der Daten, die an einen Drucker oder Computer geschickt werden. Diese Option muss entsprechend der regionalen Konfiguration des Host-Computers angepasst werden. Im Instrument ist das Dezimaltrennzeichen immer "."

Mit Esc wird das Menü verlassen oder die Änderungen rückgängig gemacht.

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zum nächsten Menüelement verschieben.

## Netzwerkeinstellungen



#### Die IP-Zuordnung konfigurieren

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Dieses Instrument bezieht die IP-Adresse vom DHCP-Server. Wenn diese Option ausgewählt wird, müssen keine weiteren Werte für die Netzwerkkonfiguration eingetragen werden.

Statisch: Der Netzwerk-Administrator vergibt die IP-Adresse des Instruments, die eingetragen werden muss.

| Netzwerkeinstellungen |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IP-Zuweisung:         | DHCP    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allocated IP:         | 0.0.0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-Adresse:           | 0.0.0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subnetzmaske:         | 0.0.0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Def. Gateway:         | 0.0.0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*IP Zuweisung*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "DHCP" oder "Statisch".

#### Die statische IP-Adresse zuweisen



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*IP-Adresse"* verschieben.

☐ drücken, um den Wert zu ändern.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Das Format für eine IP-Adresse ist xxx.xxx.xxx ; der maximale Wert für xxx ist 255.

Drücken Sie Esc, um zu beenden ohne den Wert zu ändern oder "I, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.



Sofern die IP-Adresse falsch eingegeben wird, wird der folgende Dialog eingeblendet. Drücken Sie 4, um den Bildschirm zu verlassen und geben Sie den richtigen Wert ein.

Netzwerkeinstellungen
IP-Zuweisung: Statisch
Allocated IP:
IP-Adresse: 192.138.42.33
Subnetzmaske: 0.0.0.0
Def. Gateway: 0.0.0.0

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.

#### So richten Sie die Subnetz-Maske ein



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "Subnetz-Maske" verschieben.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Das Format für eine IP-Adresse ist xxx.xxx.xxx.xxx; der maximale Wert für xxx ist 255. Normalerweise hat die Subnetz-Maske einen Wert 255.255.255.0.

Drücken Sie Esc, um zu beenden ohne den Wert zu ändern oder "I, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.

#### Standard-Gateway einrichten

Ein Standard-Gateway ist ein Knoten (ein Router) in einem Computer-Netzwerk, der der Zugriffspunkt auf ein anderes Netzwerk ist. Über diesen verbindet sich PFX*i*-Instrumente mit dem entfernten Kalibrierungsserver oder dem entfernte Diagnosedienstprogramm.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "Subnetz-Maske" verschieben.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Das Format für eine IP-Adresse ist xxx.xxx.xxx.xxx ; der maximale Wert für xxx ist 255.

**Hinweis:** Diesen Wert erhalten Sie von Ihrem Netzwerk-Administrator

Drücken Sie Esc, um zu beenden ohne den Wert zu ändern oder "J, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zum nächsten Element bewegen.

## Allgemeine Einstellungen



Hauptmenü

MENU drücken.

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Hardware Konfiguration*" verschieben.

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "Allgemeine Einstellungen" verschieben.

#### Das Ereignisprotokoll konfigurieren

Das Ereignisprotokoll erfasst alle Änderungen, die an der Konfiguration des Instruments vorgenommen worden sind. Die Daten werden an den Port gesendet, der in "Messung Protokoll" unter "Protokolldatei Port" angegeben worden ist.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "Ereignisprotokoll" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "Ein" oder "Aus".

#### Den Signalton einstellen

Immer, wenn eine Taste gegeben wird, wird ein akustisches Signal ausgegeben, sofern diese Option gewählt worden ist; wurde sie deaktiviert ertönt kein Signal.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "**Beeper"** verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "Ein" oder "Aus".

#### Die Display-Abschaltzeit einstellen

Die Bildschirmhintergrundbeleuchtung kann nach einem konfigurierten Zeitintervall ohne Aktivität abgeschaltet werden. Damit sinkt der Energieverbrauch des Instruments im Standby-Modus. Das Zeitintervall wird in Minuten gemessen.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Display-Ruhezustandszeit*" verschieben.

☐ drücken, um den Wert zu ändern.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Hinweis: Die Zeit wird in Minuten angegeben.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zum nächsten Element bewegen.

## Messoptionen

#### Messeinstellungen




#### **ID-Einstellungen**




#### Benutzerkennung (ID) einstellen

Wenn die Benutzer-ID aktiviert worden ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, sofernfür die Durchführung der Messung eine Benutzer-ID benötigt wird. Wenn für die Benutzer-ID "Optional" gewählt worden ist, kann der Benutzer J drücken, um einen leeren Wert oder eine bis zu vierstellige Zeichenfolge einzugeben. Wenn unter Benutzer-ID "Erforderlich" gewählt worden ist, muss der Benutzer mindestens ein Zeichen eingeben, um fortzufahren.



#### Proben-ID-Einstellungen

Wenn die Proben-ID aktiviert worden ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, sofern für die Durchführung der Messung die Proben-ID benötigt wird. Wenn für die Proben-ID "Optional" gewählt worden ist, kann der Benutzer drücken, um einen leeren Wert oder eine bis zu zehnstellige Zeichenfolge einzugeben. Wenn unter Proben-ID "Erforderlich" gewählt worden ist, muss der Benutzer mindestens ein Zeichen eingeben, um fortzufahren.



Die Optionen sind "Keine", "Optional" oder "Erforderlich".

#### **CIE-Einstellungen**

Wenn für die Messung eines der CIE-Farbmodelle benutzt wird, muss der Benutzer die richtige Betrachter- und Leuchtmitteleinstellung wählen. Änderung an diesen Werten wirken sich lediglich auf die CIE-Skalen aus. Sie haben keine Auswirkung auf andere Farbskalen.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "CIE Einstellungen" verschieben.

Mit 🗸 auswählen.

#### Beobachter ändern



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Observer*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "2 Grad 1931" oder "10 Grad 1964".

#### Das Leuchtmittel ändern



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Leuchtmittel*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind CIE-Leuchtmittel A, B, C und D65.

#### Pfadlänge

Bestimmte Farbskalen und Parameter benutzen die Pfadlänge der Probenküvette in ihren Berechnungen, bsp. Chlorophyll, Betakerotin, EBC und Icumsa. Der Benutzer muss die Pfadlänge immer entsprechend der verwendeten Probenküvette angeben. Das ist auch beim Ausdruck oder Speichern von Ergebnissen wichtig, weil die Pfadlänge gemeinsam mit den Messdaten gespeichert wird.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Pfadlänge"* verschieben.

Mit 🗸 auswählen.

#### Küvettenpfadlänge aus der Liste auswählen



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Küvette Pfadlänge*" verschieben.

Mit ▶ oder ◀ werden die angezeigten Pfadlängen durchblättert.

#### Benutzerdefinierte Pfadlänge

Wenn "Benutzer" als Option für "Küvette Pfadlänge" konfiguriert worden ist, wird eine zusätzliche Zeile "Eingabe Küvette Pfad" angezeigt.



Mit ▶ oder ◀ durch die angezeigten Optionen blättern, bis "User" angezeigt wird.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Eingabe Küvette Pfadlänge*" verschieben.

drücken, um den Wert zu ändern.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Drücken Sie Esc, um zu beenden ohne den Wert zu ändern oder J, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.

Lovibond® PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7

#### Benutzerlängeneinheiten

Mit dieser Einstellung wird das Messsystem für vom Benutzer eingegebene Küvettenpfadlängen konfiguriert.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "Benutzer Länge Einheiten" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind Metrisch (mm) oder Imperial (Zoll).

#### Probeneigenschaften

Auf der EBC-Farbskala kann die Verdünnung vorgenommen werden, wenn die Farbe dunkler als auf der Skala ist. PFX*i* verwendet diesen Verdünnungsfaktor und multipliziert das Ergebnis entsprechend.

Der Verdünnungsfaktor wird mit der Probenmessung gespeichert und der Wert kann ausgedruckt werden; es ist gute Praxis diese Daten zu erhalten, weil die Benutzer dann sehen können, welche Messungen vorgenommen worden sind.

Der Brix-Wert dient lediglich der Bestimmung des ICUMSA-Werts.

Sowohl der Verdünnungsfaktor als auch der Brix-Wert können standardmäßige Festwerte sein oder manuell eingegeben werden, wenn die Messung vorgenommen wird.



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Probe Eigenschaften*" verschieben.

#### Verdünnungsfaktor



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Lösung* Faktor" verschieben.

Mit ▶ oder durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "Default" oder "Manuell".

#### Den standardmäßigen Verdünnungsfaktor eingeben



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Def. Lösung Faktor*" verschieben.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Eigenschaften Probe

Verdünnungsfaktor: Standard
Stand. Verd.fakt.: 10
Brix Wert: Standard
Stand. Brix Wert: 0.0

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zum nächsten Element bewegen.

#### **Brix-Wert**



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Brix Wert*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "Default" oder "Manuell".

#### Standardwert für Brix eingeben



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Default Brix Wert*" verschieben.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder 🎜 drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Eigenschaften Probe

Verdünnungsfaktor: Standard
Stand. Verd.fakt.: 10
Brix Wert: Standard
Stand. Brix Wert: 18.0

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.

#### Mittelwertbildung für die Messung



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Messung Mittelwertbildung*" verschieben.

#### Mittelwertbildung für die Messung ein-/ausschalten



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Mittelwertbildung*" verschieben.

Mit ➤ oder < durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "Ein" oder "Aus".

#### Einstellung der Anzahl der Messungen für die Mittelwertbildung



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Nr. Mittelwertbildung*" verschieben.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Mittelwertbildende Messung
Mittelwert: Aus
Anzahl für Mittelwert: 10
Methode: Manuell
Intervall: 2:30

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.

#### Methode für die Mittelwertbildung auswählen



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Methode*" verschieben.

Mit ▶ oder durch die angezeigten Optionen blättern.

Die Optionen sind "Manuell" oder "Automatisch".

#### Das Zeitintervall für die automatische Mittelwertbildung einstellen



Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Intervall"* verschieben.

Das Format für das Intervall ist Minuten: Sekunden.



Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder 🕹 drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.



Intervall:




Mit den numerischen Tasten und dem . wird der gewünschte Wert eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Den Markierungsbalken mit Entf verschieben, um die Änderungen rückgängig zu machen oder drücken, um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.


Mittelwertbildende Messung Mittelwert: Aus Anzahl für Mittelwert: 10 Methode: Automatisch Intervall: 1:0

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Markierungsbalken zum nächsten Element zu bewegen.


## Protokollierung der Messung




#### Protokollierung ein-/aussschalten



## Heizung einstellen (nur bei beheizten Versionen)




#### Die Heizung ein- und ausschalten



Die Heizung kann am Ergebnisbildschirm mit der Taste **Func** gefolgt von **2** abgeschaltet oder mit **Func** und **3** eingeschaltet werden.

#### Temperatur einstellen



#### Farbskalen auswählen



MENU drücken.

Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zu "*Farbskalen*" verschieben.

Mit → auswählen.



Drücken Sie ▲ oder ▼ , um den Markierungsbalken zur gewünschten Farbskala zu verschieben.

Drücken Sie 4, um eine Farbskala aus- oder abzuwählen; das "X" vor dem Namen der Farbskala bedeutet, dass diese Skala ausgewählt worden ist.




Drücken Sie ▲ oder ▼ , um zum nächsten Element zu wechseln.

Drücken Sie Esc, um das Menü zu verlassen.

#### Eine Farbskala entsperren



Func drücken und die Funktionszahl 321 eingeben.



Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie 4; dann wird im Feld "Skala entsperrt" der Name der entsperrten Farbskala angezeigt.

### Eine Basislinienmessung durchführen

Vor Durchführung einer Probenmessung und zu bestimmten Intervallen bei langfristiger Benutzung muss eine Basislinienmessungen vorgenommen werden. Die Basislinienmessung kalibriert das Instrument sowohl für die hellen als auch die dunklen Messwerte. Bei Durchführung einer Basislinienmessung ist stets darauf zu achten, dass die Probenkammer leer ist.

Diese Messung sollte mindestens alle 4 Stunden durch Betätigung der Taste [NULL] **ZERO** wiederholt werden.



Nach Abschluss der Basislinienmessung wird am Instrument wieder das Display angezeigt wird, das vor Drücken der Taste [NULL] **ZERO** aktiviert wird.

#### Vorbereitung der Proben

Bei Messungen nach einem Standard-Testverfahren (siehe Tabelle), ist auf dieses Verfahren für Einzelheiten zur Probenvorbereitung Bezug nehmen. Die Proben müssen generell klar sein, weil suspendierte Substanzen zur Streuung des Lichtstrahls und daraus resultierenden, niedrigen Durchlasswerten führen können, die nicht mit dem Farbton der Probe übereinstimmen.

Die Endfenster der Probenküvette müssen sauber sein; die Küvetten dürfen nur an den Seiten berührt werden. Viskose-Proben müssen sich zuerst absetzen, und dabei ist darauf zu achten, dass alle Luftblasen entwichen sind und die Probe keinerlei Bewegung unterliegt.

Bei der Messung von Proben mit erhöhten Temperaturen, sollte die zudem Küvette vorgewärmt werden, um eine Verzerrung des Lichtstrahls durch den Temperaturanstieg zu vermeiden. Ein Umrühren der sich in der Küvette befindlichen Probe vor der Messung hilft, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der gesamten Probe zu erzielen.

| Farbskala      | Referenzen                 |
|----------------|----------------------------|
| ASTM-Farbe     | ASTM D 6045, ASTM D 1500   |
| FAC-Farbe      | AOCS Cc 13a-43             |
| Gardner-Farbe  | ASTM D 1544, ASTM D 6166,  |
|                | AOCS Td 1a                 |
| Jod-Farbe      | DIN 6162                   |
| Klett-Farbe    | AOCS Dd 5-92               |
| Platin-Kobalt/ | ASTM D 1209, AOCS Ea 9-65, |
| Hazen/APHA-    | AOCS Td 1b-64              |
| Farbe          |                            |
| Saybolt-Farbe  | ASTM D 6045, ASTM 156      |

## **Durchführen einer Messung**

Nach Beendung der Basislinienmessung ist das Instrument einsatzbereit. Die Probenküvette wir an der rechten Seite der Probenkammer platziert. Die Abdeckung der Probenkammer schließen und die Taste [AUSWERTEN] **READ** betätigen.



Wenn die Proben-ID ausgewählt worden ist, wird das folgende Display angezeigt.



Der gewünschte Wert wird über die alphanumerischen Tasten eingegeben.

Eventuell muss eine Taste zwei- oder dreimal gedrückt werden, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Für den Buchstaben "C" muss beispielsweise dreimal 2 gedrückt werden.

Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Mit Esc wird das Menü verlassen; mit → wird der Wert übernommen.



Wenn die Benutzer-ID ausgewählt worden ist, wird das folgende Display angezeigt.



Mit den alphanumerischen Tasten wird der gewünschte Wert eingegeben.

Eventuell muss eine Taste zwei- oder dreimal gedrückt werden, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Für den Buchstaben "C" muss beispielsweise dreimal 2 gedrückt werden.

Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.



Sofern eine ICUMSA-Farbskala gewählt und der Brix-Wert manuell eingegeben worden ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Der gewünschte Wert wird über die numerischen Tasten eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.



Wenn für den Verdünnungsfaktor manuell ausgewählt worden ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Der gewünschte Wert wird über die numerischen Tasten eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.

Mit Esc wird das Menü verlassen; mit → wird der Wert übernommen.



Die Fortschrittsanzeige zeigt den Status der Messung an. Nach Abschluss der Messung wird das Ergebnis am Bildschirm angezeigt.

## Die Ergebnisse anzeigen

**Spektralinformationen** 


 Mit ▲ oder ▼ wird der Wellenlängewert geändert; mit



**F2** drücken, um zwischen der Ergebnisanzeige im Textoder im Grafikformat umzuschalten.




#### CIE-Farbskalen



Mit ▶ oder ≺ navigieren Sie durch die gewählten Farbskalen oder


drücken Sie **F2**, um zwischen der Ergebnisanzeige im Text- oder im Grafikformat umzuschalten.





Mit ▶ oder ◀ navigieren Sie durch die gewählten Farbskalen oder

drücken Sie **F2**, um zwischen der Ergebnisanzeige im Text- oder im Grafikformat umzuschalten.




#### Andere Farbskalen



Mit ▶ oder ◀ navigieren Sie durch die gewählten Farbskalen oder

drücken Sie **F2**, um zwischen der Ergebnisanzeige im Text- oder im Grafikformat umzuschalten.



Der Graph zeigt die Farbskalenreihe im CIE xy Chromazitätsdiagramm. Die gemessen Probe wird als "x" dargestellt.

#### Ausdrucken der Resultate


Wenn unter "Messung Protokoll" "EIN" ausgewählt worden ist, werden die gewählten Farbskalen für die Ausgabe an den gewählten Port übertragen.

An der Rückseite des Instruments kann ein serieller Drucker über den RS232-Anchluss angeschlossen werden. Der Drucker muss so konfiguriert werden, dass er mit den Ausgabekriterien des Instruments übereinstimmt; nachstehend RS2332-Konfiguration:


Baudrate: 19200 Datenbits: 8 Stop Bits: 1 Parität: None Handshaking: None

Um die am Bildschirm angezeigten Ergebnisse auszudrucken, drücken Sie Func und dann **0**. Um alle ausgewählten Skalen auszudrucken, drücken Sie Func und dann **1**.

### **Farbton-Differenzmodus**




#### Eine Probe in einen Standard umwandeln




# Verständnis der Farbton-Abweichung

Wenn ein visuelles System für den Abgleich der Proben mit den Glasstandards verwendet wird, sehen Sie, ob die Probe zu stark von der Farbe abweicht; auf diese Weise können genaue Farbvergleiche vorgenommen werden. Bei automatischen Instrumenten wird der nächste Skalenpunkt häufig ohne Berücksichtigung der Farbabweichungen zwischen Probe und Farbskala angezeigt. Wenn die Farbzuordnungen nicht gut sind, erhöht sich die Abweichung zwischen den visuellen und den automatischen Methoden.


Die meisten Farbskalen, wie Gardner, ASTM D1500 und Pt-Co sind Farbprogressionen; häufig von blassem Gelb bis tiefem Orange. Das nachstehende Diagramm zeigt eine Gardner-Skala.




Wenn der Farbton der gemessenen Probe einem der Farbstandards vergleichbar ist, dann ist der Vergleich mit dem visuellen System für den Benutzer einfach. Dies wird im nachstehenden Diagram angezeigt, wo die abweichenden Farbstandards oben und die zu messende Probe unten abgebildet wird. Der Standard mit dem Pfeil darüber hat die beste Übereinstimmung.




Wenn der Farbton der Probe von den Farbstandards abweicht, dann ist ein visueller Vergleich wesentlich subjektiver. Im nachstehenden Diagramm wird die Farbe, die der Probe am nächsten ist, mit einem Pfeil gekennzeichnet; dies ist der Wert, den automatische Instrumente anzeigen würden. Aufgrund der Farbtonabweichung kann der visuell ausgewählte Wert durchaus der nächste Standard auf der rechten Seite sein. Das PFX instrument würde diese Probe mit dem Wert 5 für die Farbtonabweichung angeben.



Im folgenden Beispiel wird die nächste Farbe zwar mit dem Pfeil gekennzeichnet, aber der Farbtonabweichungsfaktor ist auf 11 gestiegen. In diesem Beispiel würde der visuelle Vergleich den 6. Standard als Ergebnis ausgeben.




Man kann davon ausgehen, dass das nachstehende Beispiel nie erreicht werden würde. Bei der Farbmessung mit automatischen Messungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass Personen, die noch nie zuvor mit visuellen Instrumenten gearbeitet haben, eventuell nicht über das entsprechende Verständnis für die Farben auf dieser Farbskala verfügen. Automatische Instrumente können die Antwort zu jenem Standard geben, der mit dem Pfeil markiert ist, und einen Farbtonfaktor von 17 hat. Das Ergebnis des visuellen Systems wäre sicherlich äußerst subjektiv und es ist unwahrscheinlich, dass zwei Benutzer zum gleichen Ergebnis kämen.




Am PFX*i*-Instrument wird nicht nur der Faktor der Farbtonabweichung sondern auch eine Beschreibung der Farbabweichung angezeigt, z. b. röter und/oder heller.

# **Datenbank-Funktionen**


#### Die aktuelle Messung speichern



#### Eine Messung aufrufen



#### Eine gespeicherte Messung bearbeiten





Den Markierungsbalken mit ▲ oder ▼ zur gespeicherten Messung bewegen. Die Details der Messung werden rechts am Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie J, um die markierte Messung auszuwählen.



Die Proben-ID für die Messung wird im Bearbeitenfeld angezeigt.



Mit den alphanumerischen Tasten wird der gewünschte Wert eingegeben.

Eventuell muss eine Taste zwei- oder dreimal gedrückt werden, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Für den Buchstaben "C" muss beispielsweise dreimal 2 gedrückt werden.

Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.



Die neue Proben-ID für die Messung wird rechts am Bildschirm angezeigt.

Verlassen Sie das Menü mit Esc.

# **Entfernte Kalibrierung**


Damit kann der Benutzer das Instrument mit einem erworbenen Kalibrierungspaket kalibrieren. Das Kalibrierungspaket wurde mit ISO-17025-Kalibrierungsanlage bei The Tintometer Limited kalibriert. Damit der Benutzer dieses Feature benutzen kann, muss eine Verbindung zum Tintometer-Limited-Kalibrierungsserver hergestellt werden; dazu muss das Instrument zuvor registriert worden sein Die Kalibrierungspakete müssen immer innerhalb eines Monats nach Eingang verwendet werden.

Wenn "Remote Kalibrierung" gewählt wird, öffnet das Instrument einen Kommunikationskanal mit dem Kalibrierungsserver bei The Tintometer Ltd. Sobald der Kanal geöffnet worden ist, fragt der Kalibrierungsserver den Code des Kalibrierungspakets ab. Der Benutzer gibt den Kalibrierungscode ein. Der Code wird an den Kalibrierungsserver geschickt. Der Kalibrierungsserver überprüft, dass das Paket noch nicht benutzt worden ist und das Haltbarkeitsdatum. Nach der Bestätigung schickt der Kalibrierungsserver die Lösungs-IDs für alle Lösungen im Kalibrierungspaket zurück. Der Benutzer wird aufgefordert, die Kalibrierungspaketlösungen in der Probenkammer abzulegen und drückt "Read". Nachdem alle Lösungen gemessen worden sind, werden die Daten an den Kalibrierungsserver zurückgeschickt. Die Daten werden mit den ISO-17025-Kalibrierungsdaten für die Lösungen abgeglichen. Wenn die Daten innerhalb der Toleranzgrenzen sind, erhält der Benutzer per E-Mail ein Kalibrierungszertifikat. Bei einem kleinen Fehler berechnet der Kalibrierungsserver die Faktoren und sendet diese zurück an das Instrument. Dann wird der Benutzer gefragt, ob die Korrekturfaktoren übernommen werden sollen. Wenn die Korrekturfaktoren übernommen werden, wird die Messung der Lösungen wiederholt, um die Fehlerfreiheit des Instruments zu bestätigen.

Sollte während des Kalibrierungsprozesses ein Fehler auftreten, wird der Benutzer informiert und der Prozess wird abgebrochen. Dann muss der Benutzer sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.


#### Kalibrierungsverfahren

Sofern Sie bereits ein Instrument bei The Tintometer Ltd, registriert haben, fahren Sie sie bitte mit Anhang 1 "**So registrieren Sie Ihr Instrument**" fort.





Der gewünschte Wert wird über die numerischen Tasten eingegeben. Bei einer Fehleingabe kann das letzte Zeichen mit der Taste Entf gelöscht werden.



Drücken Sie Esc , um den Dialog zu verlassen oder , um die Änderungen zu übernehmen und zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.


# Remote Calibration Remote Cal.: In Progress... Conn. State: Connected Ensure That The Sample Chamber is Empty and Press 'ZERO' When Ready.....

Befolgen Sie die am Display eingeblendeten Anweisungen.

Während des Kalibrierungsvorgangs wird zuerst eine Basislinienmessung durchgeführt Die Probenkammer muss leer sein; drücken Sie dann [NULL] **ZERO**.



Der Fortschritt der Basislinie wird an der Fortschrittsanzeige angezeigt.



Nach Abschluss der Basislinienmessung wird am Display eine Lösung für die Messung angefordert Die Lösungsnummer hängt vom Paketcode ab.

Gießen Sie die Lösung in die Messküvette und legen Sie die Küvette in das Instrument; drücken Sie dann [AUSWERTEN] **READ**.




Der Fortschritt der Messung wird an der Fortschrittsanzeige angezeigt.



Es wird jede Lösung im Kalibrierungspack angefordert und für jede Lösung muss der Messvorgang durchgeführt werden. Die verwendete Lösung muss entsorgt werden; sie darf nicht wieder in Flasche geschüttet werden.



Nachdem alle Lösungen gemessen worden sind, werden die Daten zur Überprüfung an den Kalibrierungsserver zurückgeschickt.




Nachdem alle Messungen verifiziert worden sind, sendet der Kalibrierungsserver eine Bestätigung zurück an das Instrument. Eine E-Mail mit dem Kalibrierungszertifikat wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die bei der Registrierung für die Kalibrierung angegeben worden ist.

Sollte die Verifizierung fehl schlagen, sendet der Kalibrierungsserver die Informationen an das Instrument zurück.


# Instandhaltung

#### Die Lampe

Die Lampe hat eine geschätzte Lebensdauer von etwa 600.000 Messungen. Vor Austausch der Lampe muss das Gerät unbedingt von der Netzstromversorgung getrennt werden. Die beiden Rändelschrauben der Lampenfassung lösen. Die Fassung herausziehen und eine neue Lampe einsetzen. Die Glaslinse der Lampe niemals berühren, weil deren Leistung durch Fingerabdrücke beeinträchtigt wird. Die Fassung wieder in das Gehäuse einsetzen und die Rändelschrauben festziehen.



#### **Nachdem Lampenwechsel**




| Geräteeinstellungen   |          |    |     |  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|--|--|
| Lampe:                |          |    | Ein |  |  |
| AD Ver. einst.:       | In Bearb |    |     |  |  |
| Einstellung Filter:   |          | 7  | 16  |  |  |
| Wert Verstärker Pot.: |          | 13 |     |  |  |
|                       |          |    |     |  |  |

Dieser Vorgang nimmt mehrere Minuten in Anspruch. Am Display wird der Fortschritt des Vorgangs angezeigt.

#### **Probenkammer**

Bei der routinemäßigen Reinigung und dem Wechsel kann die Lampenkammer herausgenommen werden. Zum Ausbau den Deckel der Probenkammer vollständig öffnen. Wie in der Abbildung dargestellt, aus dem Gerät herausheben. Wenn eine Heizung angeschlossen ist, nehmen Sie das Heizungskabel und die Leitungen des Thermoelements von den Steckern in der Probenkammer ab.



# Lovibond® Glasküvetten

Die Instrumente der Lovibond® PFXi-Reihe arbeiten mit der W600-Reihe visueller Glas- und Borsilika-Glasküvetten. Die Wahl der Küvetten-Pfadlänge hängt vom Gerätemodell und der jeweils verwendeten Farbskala ab. Für Geräteversionen mit eingebauter Heizung sowie für die Messung von heißen Proben wird die Verwendung von Borosilikatküvetten empfohlen.

|             | W600/OG-Serie         |  | W600/B-Serie     |                                       |  |
|-------------|-----------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|
|             | Optisches Schmelzglas |  | Borosilikatglass |                                       |  |
| Pfadlänge   | Bestellnr.            | Тур                                    | Bestellnr.       | Тур                                   |  |
| 2,5 mm      | 60 59 40              | W600/OG/2.5                            |                  |                                       |  |
| 5 mm        | 60 59 50              | W600/OG/5                              |                  |                                       |  |
| 10 mm       | 60 59 60              | W600/OG/10                             | 65 59 60         | W600/B/10                             |  |
| 15 mm       | 60 59 70              | W600/OG/15                             |                  |                                       |  |
| 20 mm       | 60 59 80              | W600/OG/20                             |                  |                                       |  |
| 25 mm       | 60 59 90              | W600/OG/25                             | 65 59 90         | W600/B/25                             |  |
| 33 mm       | 60 60 10              | W600/OG/33                             | 65 60 10         | W600/B/33                             |  |
| 40 mm       | 60 60 20              | W600/OG/40                             | 65 60 20         | W600/B/40                             |  |
| 50 mm       | 60 62 00              | W600/OG/50                             | 65 62 00         | W600/B/50                             |  |
| 100 mm      | 60 60 30              | W600/OG/100                            | 65 60 30         | W600/B/100                            |  |
| 1/16"       | 60 60 40              | W600/OG/1/16"                          | 65 60 40         | W600/B/1/16"                          |  |
| 1/8"        | 60 60 50              | W600/OG/1/8"                           | 65 60 50         | W600/B/1/8"                           |  |
| 1/4"        | 60 60 60              | W600/OG/ <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 65 60 60         | W600/B/ <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " |  |
| 1/2"        | 60 60 70              | W600/OG/1/2"                           | 65 60 70         | W600/B/1/2"                           |  |
| 1"          | 60 60 80              | W600/OG/1"                             | 65 60 80         | W600/B/1"                             |  |
| 2"          | 60 60 90              | W600/OG/2"                             | 65 60 90         | W600/B/2"                             |  |
| 3"          | 60 61 00              | W600/OG/3"                             | 65 61 00         | W600/B/3"                             |  |
| 4"          | 60 61 10              | W600/OG/4"                             | 65 61 10         | W600/B/4"                             |  |
| 5"          | 60 61 20              | W600/OG/5"                             | 65 61 20         | W600/B/5"                             |  |
| 5 1/4"      | 60 61 30              | W600/OG/5 1/4"                         | 65 61 30         | W600/B/5 1/4"                         |  |
| 6"          | 60 61 50              | W600/OG/6"                             | 65 61 50         | W600/B/6"                             |  |
| 1 mm dunkle | 13 28 20              | W600/OG/10 mit                         |                  |                                       |  |
| Probenküvet |                       | 9-mm-                                  |                  |                                       |  |
| te          |                       | Abstandhalter                          |                  |                                       |  |

Für weitere Informationen über Lovibond®-Küvetten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

## Zertifizierte Farbreferenzmaterialien

Zertifizierte Lovibond®-Farbreferenzmaterialien sind ideal für die Routinekalibrierung von Farbmessgeräten und zur Verifizierung von Testdaten geeignet. Sie entsprechen allen international anerkannten Standards: die Standards ASTM Color, Gardner & Saybolt sind zertifiziert nach UKAS bis ISO 17025; AOCS-Tintometer®, Lovibond® RYBN-Farbe und Pt-Co-Farben sind zertifiziert nach dem ISO 9001 Qualitätssystem. Alle Farbreferenzmaterialien werden jeweils in einer 500-ml-Flasche mit Angabe des Haltbarkeitsdatums bezüglich der Farbstabilität und mit vollständiger Zertifizierung einschließlich MSDS geliefert. Alle dieser Materialien sind entsprechend der EU-Direktiven als ungefährlich zertifiziert. Die Werte in der Tabelle sind die typischen Nominalwerte. Einzelwerte können davon abweichen, allerdings werden diese auf dem Zertifizierungszertifikat angegeben, das jedem Standard beiliegt.

| Farbskala                | Nominaler               | Bestellnr. | Akkreditierun |
|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|
|                          | Zertifizierungswert     |            | g             |
| AOCS-Tintometer® Farbe   | 0,3R 2,0Y (5½")         | 13 42 40   | ISO 9001      |
| (AOCS Cc 13j-97, Cc 13b- |                         |            | ISO 9001      |
| 45)                      | 1,0R 9,0Y (5¼")         | 13 42 50   |               |
|                          | 1,2R 12Y (5¼")          | 13 42 60   | ISO 9001      |
|                          | 2,2R 22Y (5¼")          | 13 42 70   | ISO 9001      |
|                          | 3,4R 28Y (51/4")        | 13 42 80   | ISO 9001      |
| ASTM-Farbe               | <0,5                    | 13 42 90   | UKAS          |
|                          | 1                       | 13 40 00   | UKAS          |
|                          | 3                       | 13 40 10   | UKAS          |
|                          | 5                       | 13 40 20   | UKAS          |
| Gardner-Farbe            | 2                       | 13 42 00   | UKAS          |
|                          | 5                       | 13 42 10   | UKAS          |
|                          | 8                       | 13 42 20   | UKAS          |
| Lovibond® RYBN Farbe     | 0,4R 1,9Y 0,1N (51/4")  | 13 40 80   | ISO 9001      |
| (AOCS Cc 13j-97)         | 1,0R 4,3Y 0,1N (51/4")  | 13 40 90   | ISO 9001      |
|                          | 1,4R 7,3Y 0,2N (51/4")  | 13 41 00   | ISO 9001      |
|                          | 1,6R 11,0Y 0,1N (51/4") | 13 41 10   | ISO 9001      |
|                          | 1,8R 14,0Y 0,3N (51/4") | 13 41 20   | ISO 9001      |
|                          | 2,5R 24,0Y 0,5N (51/4") | 13 41 30   | ISO 9001      |
|                          | 3,3R 33,0Y 0,3N (51/4") | 13 42 30   | ISO 9001      |
| Pt-Co/Hazen/APHA         | 5                       | 13 41 40   | ISO 9001      |
|                          | 10                      | 13 41 50   | ISO 9001      |
|                          | 15                      | 13 41 60   | ISO 9001      |
|                          | 30                      | 13 41 70   | ISO 9001      |
|                          | 50                      | 13 41 80   | ISO 9001      |
|                          | 100                     | 13 41 90   | ISO 9001      |
|                          | 500                     | 46 28 03   | ISO 9001      |
| Saybolt-Farbe            | -10                     | 13 40 40   | UKAS          |
|                          | 0                       | 13 40 50   | UKAS          |
|                          | +12                     | 13 40 60   | UKAS          |
|                          | +25                     | 13 40 70   | UKAS          |

# Einflussfaktoren von Abweichungen zwischen Instrumenten bei Lovibond®-Farbmessungen

Eine allgemeine Frage bezieht sich auf die Inkonsistenz der Lovibond®-Farbwerte für eine Einzelprobe bei der Verwendung unterschiedlicher Instrumente (bsp. ein automatischer Tintometer® Colorimeter, wie den PFX995 und einem visuellen Instrument, wie das Tintometer® Colorimeter Modell E oder F bzw. zwei verschiedene visuelle Instrumente). Solche Inkonsistenzen können viele Ursachen haben. Die nachstehende Übersicht über die Hauptfaktoren, die sich auf die Abweichungen zwischen Instrumenten beziehen, soll diese Frage beantworten. Diese Faktoren lassen sich in vier Hauptkategorien unterteilen:

Mangelnde Wartung des visuellen Instruments Vergleich mit verschiedenen Instrumentenversionen Falsche Handhabung des visuellen Instruments Grenzwerte und Fehler in Zusammenhang mit der automatischen Messung

Mangelnde Wartung des visuellen Instruments

Das Tintometer® Colorimeter Modell F oder E ist ein visuelles Präzisionsinstrument, und jede Verfärbung der weißen Oberflächen oder Schmutz auf den verschiedenen visuellen Komponenten wirkt sich auf die Art und den Ausgleich der Beleuchtung im Instrument mit der Folge fehlerhafter Messwerte aus. Um die Konsistenz und Genauigkeit der Farbmessung beizubehalten, muss der Tintometer® Colorimeter daher so sauber wie möglich sein; zudem müssen die Weißheit der Probenkammer und die Weißreferenz beibehalten werden. Insbesondere ist auf die folgenden Bereiche zu achten:

Schmutz und Fett auf den Glasfiltern und Halterungen. Diese lassen sich mit einem weichen Tuch oder mit warmem Seifenwasser reinigen.

Staub und Schmutz auf dem visuellen Betrachtersystem, auf der Linse und auf dem Korrekturfilter. Ein verschmutztes visuelles Betrachtersystem kann auseinander genommen werden; dann können die Bauteile mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bauen Sie das Instrument wieder richtig zusammen (siehe Tintometer® Colorimeter Handbuch).

Verfärbung der Weißreferenz Diese muss regelmäßig ausgewechselt werden, damit die Messgenauigkeit gewährleistet bleibt.

Verfärbung der LichtquelleBei dem Tintometer® Modell E und den früheren Modellen verfärben sich die Wolframglühbirnen im Laufe der Zeit; dann ist die Beleuchtung des Instruments nicht mehr standardisiert.

Verfärbung und Verschüttungen in der Weißlicht-Probenkammer.

Verschüttungen müssen sofort entfernt und der Kammerbereich gereinigt werden.

Schmutz auf den Streuplatten verringert die Beleuchtungsstärke für die Probe. Die Platten müssen gereinigt und sofern sie verschmutzt sind ausgetauscht werden.

Vergleich mit verschiedenen Instrumentenversionen

Häufig gehen die Benutzer davon aus, dass es nur eine Version der Tintometer®-Modelle E und Modelle F Colorimeter angeboten wird; diese Instrumente werden jedoch seit langer Zeit in leicht abgewandelten Formaten angeboten, um den nationalen und internationalen Standardtestmethoden für die Benutzung des Tintometer gerecht zu werden. Insbesondere BS 684 Absatz 1.14, ISO/FDIS 15305 und AOCS Cc13e-92 — alle sind Testmethoden für die Bestimmung der Lovibond®-Farbe tierischer und pflanzlicher Fette und Öle — spezifizieren die Verwendung von Modell F (B684) (ehemals Modell E Version AF905). Diese Instrumente sind mit Halterungen mit farblosen Glasausgleichschiebern im Probenfeld und mit einer schwarzen Blende ausgestattet, die den seitlichen Lichteinfall an der Probenküvette verhindert; damit werden abweichende Messergebnisse zwischen den standardmäßigen Tintometer®-Kolimeter-Versionen und automatischen Lovibond®-Instrumenten herbeigeführt.

Falsche Handhabung des visuellen Instruments

Fasche Verwendung neutraler Halterungen Die beiden neutralen Halterungen, mit welchen der Tintometer® Kolorimeter ausgestattet ist, werden verwendet um die Probe zu verdunkeln, damit die Helligkeit im Probenfeld und die Helligkeit im Vergleichsfeld vergleichbar sind. Häufig wird auf die Verwendung neutraler Gläser verwendet; dann wird die Farbmessung heller sein, um die Helligkeit im Probenfeld auszugleichen.

Falsche Auswahl der Pfadlänge Die visuelle Pfadlänge der verwendeten Küvette muss sich auf die Farbintensität der Probe beziehen. Als Leitfaden gilt, dass die Farbintensität der Probe 30-40 Lovibond®-Einheiten unterschreiten sollte. Die Verwendung einer kürzeren Pfadlänge kann die Farbintensität verringern.

**Subjektivität der visuellen Messung** Visuelle Messungen werden von der Trennschärfe-Fähigkeit der Bediener, deren Interpretation des Farbabgleichs und physiologischen Faktoren, wie Alter, Ermüdung der Augen und Farbensehen beeinflusst.

Grenzwerte und Fehler in Zusammenhang mit der automatischen Messung

**Die Verwendung von trüben oder kristallinen Proben** Diese beeinträchtigen die Farbmessung, weil das Licht bei Trübheit nicht durch die Probe geführt werden kann.

Mangelnde Vorsicht bei Reinigung der Probenküvette und der Probenvorbereitung Jede Kontaminierung, ungleichmäßiges Mischen oder ein abweichender Temperaturgradient könnten das Licht stören, das durch die Probe geführt wird; und dies wirkt sich dann nachteilig auf das Messergebnis aus.

# **Anhang 1**

#### PFXI-Firmware-Upgrade

Verbinden Sie das PFXi-Instrument über USB mit dem Computer (Laptop oder PC).

Halten Sie die Taste 'F1' gedrückt, um das PFX*i*-Instrument einzuschalten. Am LCD wird ein Dialog mit dem Text 'Eingabe Funktion Nr.' angezeigt.

Starten Sie die PFXi Flash-Lade-Software am PC:



Die grüne Statusleiste zeigt an, dass die Software und das Instrument erfolgreich kommunizieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Verbinden' und bestätigen Sie den Instrumenttyp und die Seriennummer.



Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Load File', um zu der neuen Flash-Datei zu navigieren ("PFXi\_100xx.flash"). Es dauert einige Sekunden, bis die Datei geladen wird. Sobald die Datei korrekt geladen worden ist, wird die 'Programm'-Schaltfläche aktiviert und die Adresse der Firmware wird (zur Informationszwecken) angezeigt:



Klicken Sie auf die 'Programm'-Schaltfläche. Der Download der neuen Firmware startet; sie wird im Instrument programmiert.

#### **HINWEIS:**

Das Instrument oder die Flash-Loader-Software NICHT abschalten und KEINE Tasten betätigten, bis die Software-Programmierung abgesclossenist. Sonst könnte das Instrument beschädigt werden.

Die Flash-Loader-Software zeigt während der Programmierung den Fortschritt und den Zustand des Instruments an:




Nach Abschluss der Programmierung, wird am LCD 'Instrument Update erfolgreich. Neustart' angezeigt —. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich am Splash-Screen, dass die Software-Version korrekt ist (sie muss mit der Version im Dateinamen übereinstimmen).


# Anhang 2

#### So registrieren Sie Ihr Instrument

Um ihr Instrument zu registrieren, gehen Sie zu und <u>www.Tintometer.com</u>; dort wählen Sie 'Colour Measurement' aus und treffen Ihr Auswahl aus dem Menü.

Um sich erstmalig zu registrieren, wählen Sie "Register" aus:





Geben Sie die erforderlichen Dateien ein. Alle Felder mit einem roten "\*" sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Sofern, wie im vorstehenden Beispiel, die Kennwörter nicht übereinstimmen sollten, wird eine rote Warnmeldung angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebene E-Mail-Adresse für das Kalibrierungszertifikat verwendet wird.

Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Create User".



Nun können die Daten des Instruments eingegeben werden. Die Seriennummer des Instruments entnehmen Sie dem Aufkleber an der Rückseite des Instruments. Den Registrierungscode entnehmen Sie dem Konformitätsnachweis für das Instruments.

Tragen Sie bitte die Daten des Lieferanten des Instruments ein. Dann kann The Tintometer Ltd. diesen über mögliche Probleme während des Kalibrierungsverfahrens informieren. Zudem kann Ihr Lieferant dann entfernt Diagnosen des Instruments vornehmen, wodurch sich die Fehlerbehebung beschleunigt.

#### Lovibond® PFXi Serie Bedienungsanleitung V1.7



Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Registrierung bestätigt.



Die Registrierung des Instruments ist abgeschlossen.

Wenn Sie ein Instrument auswählen, können Sie den Kalibrierungsverlauf sehen und alle Kalibrierungszertifikate ausdrucken. Dies ist für jedes registrierte Instrument möglich.